

2026 年消毒用品采购目录

序号	货物名称	规格参数	单位
1	B-D 预警包	1.用于预真空压力蒸汽灭菌器空气排出和蒸汽渗透性能的测试。 2.尺寸：120mm×120mm 3、灭菌后外部标签可完全变为黑色 ▲4. 通过 ISO9001/ISO13458 认证。	个
2	134℃压力蒸汽灭菌化学指示卡	1.用于 134℃压力蒸汽灭菌过程检测 2.长条形指示色块，具有 2 个或以上比色块 3.卡体表面采用覆膜工 ▲4. 200 片/盒，通 ISO9001/ISO13458 认证。	盒
3	压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡	1.用于压力蒸汽灭菌化学监测 2.通过指示物爬行的距离是否达到合格区来判定灭菌参数（压力、时间、蒸汽饱和度）是否达到要求 ▲3. 200 片/袋，通 ISO9001/ISO13458 认证。	袋
4	压力蒸汽灭菌追溯标签	1.本产品可耐受清洗和压力蒸汽灭菌过程，用于打印、记录器械包、器械篮筐等物品包装相关信息。 2.标签表面具有指示药剂，指示药剂为垂直式。 3.匹配科室追溯系统使用。 4.单底合成纸 5.尺寸：77mmX50mm 规格 600 张/卷。	卷
5	多效柔亮型医疗器械润滑防锈剂	1.用于器械清洗过后的润滑防锈。 2.全水溶性原料，不影响灭菌介质穿透。 ▲3. 非乳液型与水以任意比例混溶，均能清澈透明。 4.使用比例：机洗 1:300，手洗 1：30。 5、2.5L/桶。	桶
6	医疗器械强效多酶清洗剂	1.成分：采用浓缩配方含有更多生物酶和活性物， 2.对于干涸血污具有良好的乳化能力 3.低泡，易清洗、无残留 4.使用比例机洗 1:400-600，手洗 1:200-300 5.2.5L/桶	桶
7	医疗器械除锈剂	1.成分：盐酸，硫酸，甲基丙烯酸，聚合氯化铝，三乙醇胺，氯化钠，柠檬酸除锈安全彻底，对器械无损害 2.使用后易漂洗，无残留 3.适用于各类不锈钢器械的表面锈迹锈斑处理 4.使用比例：1:5 5.2.5L/桶	桶

8	弱酸性皮肤清洗液	1. 用于医务人员手消毒前的皮肤清洁 2. 弱酸性配方, 保护医护人员皮肤 3. 含有尿囊素、甘油、月桂醇聚物等护肤成分, 不含 DP300, 减少对医护人员隐性损害 4. 500ml/瓶	瓶
9	压力蒸汽灭菌化学测试包	1. 具有标准模拟抗力结构, 内含 5 类爬行卡 2. 可对灭菌过程的多种参数进行综合监测, 用于常规灭菌的批量监测和批量放行 ▲3. 通过 ISO9001/ISO13458 认证。	个
10	压力蒸汽灭菌极速综合挑战包	1. 具有标准模拟抗力结构 2. 内含极速生物指示剂内含极速生物指示剂和 5 类指示卡, 用于外来器械、植入物及紧急情况下外来器械、植入物急诊手术器械包的生物监测, 1 小时内即出结果, 保障器械安全性, 同时具有化学 PCD 功能 3. 检测结果可打印保存, 可以重复打印 4. 含极速阅读器及配套打印系统 ▲5. 通过 ISO9001/ISO13458 认证。	个
11	蒸汽灭菌指示胶带	1. 用于各种下排气, 预真空锅, 指示灭菌包是否灭菌, 并判读包外灭菌效果。 2. 胶带上有不规则断续斜形指示剂, 只有在一定温度压力的饱和蒸汽作用下, 经一定时间后, 才能变成深褐色。 3. 独特的设计, 胶带不会因蒸汽而自行脱落, 不留残胶。 4. 可用于封包, 保证灭菌包裹既不紧也不松。 5. 24mm*55mm, 20 卷/件	卷
12	灭菌包内化学指示卡	1. 4 类, 适用于真空式压力蒸汽灭菌时, 作为灭菌效果的化学监测 2. 200 条/盒 3. 适用于医疗防疫机构对 134℃、4min 的预真空压力蒸汽效果的化学监测。	盒
13	压力蒸汽灭菌封包胶带	1. 用于压力蒸汽灭菌包的封包 2. 材质: 纸塑 3. 19mm*45 米/卷	卷
14	水质快速检测(硬度、软度)	用于检测水质的软硬度试剂盒, 用于科室经设备制出纯水软、硬度检测。	套
15	安尔碘皮肤消毒剂 I 型	1. 主要成份: 有效碘含量为 0.2%±0.02%、醋酸氯己定含量为 0.45%±0.045%、乙醇含量为 65%±5% (V/V)。 2. 适用于手术部位皮肤消毒, 肌肉、静脉等皮肤穿刺前消毒, 外科术前洗手消毒, 外科换药消毒 3. 60ml/瓶	瓶

16	84 消毒液	1.产品主要成分：次氯酸钠 2.含氯量范围：43g/L±6.0g/l 3.包装规格：450ML/瓶 30 瓶/箱。	瓶
17	3%过氧化氢消毒液	1.主要成分及含量：本品是以过氧化氢为主要有效成分的消毒液，过氧化氢含量为 2.7%-3.3% (W/V) 2.使用范围：适用于物体表面及皮肤伤口的消毒，物体表面消毒：用原液喷洒、擦拭或浸泡物体表面。 3.500ml/瓶	瓶
18	G-1 型消毒剂浓度试纸	1.用于含氯消毒剂的有效氯含量和过氧化物，如过氧乙酸和二氧化氯含量的测定。 2.测定消毒剂溶液中有效成份含量不得超过 1500mg/L。用于对消毒液中有有效成分的浓度进行经常性的监测，以保证消毒的效果。 3.48 条/本，20 本/盒	盒
19	乳酸依沙吡啶	1.主要有效成分及含量：是以乳酸依沙吡啶和十二烷基二甲基苄基氯化铵为主要成分的抗菌清洗液。乳酸依沙吡啶含量为 0.22g/L±0.022g/L (W/V)，十二烷基二甲基苄基氯化铵含量为 0.42g/L±0.042g/L (W/V)。 2.使用范围：用于皮肤表面的冲洗、清洁、杀菌。 3.使用方法：原液外用冲洗或涂抹皮肤。 4.500ml/瓶	瓶
20	泡腾片	1.产品规格：100 片/瓶 2.主要产品成分：二氟异氰尿酸钠/三氟异氰尿酸 3.有效含氯量：500mg/片±10mg/片	瓶
21	抗菌洗手液	1.本品主要有效成分为三氯羟基二苯醚含量为 0.19%-0.23%，对肠道致病菌、化脓性球菌有杀菌作用。 2.使用范围：清洁双手，保持手部洁净对肠道致病菌、化脓性球菌有杀菌作用 3.500ml/瓶	瓶
22	免洗抗菌凝露	1.主要有效成分及含量：乙醇：54-66% (V/V)，正丙醇：9-11% (V/V) 2.抑制或杀灭微生物类别：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌均有较强的抑菌作用 3.规格：450ml/瓶	瓶
23	紫外线强度指示卡	1.监测紫外线灯辐照强度值是否达到使用要求，用于紫外线辐照强度监测。 2.100 片/盒	盒

24	新洁尔灭消毒液	1. 主要成分及含量：以苯扎溴铵为主要有效成分的消毒液，苯扎溴铵含量为 27g/L-33 g/L。 2. 使用范围：适用于皮肤的消毒。 3. 使用方法：将原液用无菌蒸馏水稀释 15 倍，作用 2-3 分钟。 4. 500ml/瓶	瓶
25	艾尔碘消毒液	1. 主要有效成分及含量：以有效碘、醋酸、氯己定和乙醇为主要有效成分的消毒液。有效碘含量为 2.3g/L $\pm$ 0.3g/L，醋酸氯己定含量为 5.0g/L $\pm$ 0.5g/L，乙醇含量为 65% $\pm$ 6%(V/V)。 2. 使用范围：适用于皮肤消毒 3. 500ml/瓶	瓶
26	碘伏消毒液	1. 具有高效杀菌，无毒，稳定性强、且 90 秒达到黏膜剂消毒卫生要求、按照消毒用品级标准生产 2. 500ml/瓶	瓶
27	松宁消毒液	1. 以醋酸氯己定和氯化苄铵松宁为主要有效成分的消毒液，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和致病性酵母菌。 2. 适用于卫生手消毒和外科手消毒。 3. 1000ml/瓶	瓶
28	液体石蜡	轻质医用液体石蜡，450ml/瓶	瓶
29	免洗手消毒凝胶	1、以乙醇和正丙醇为主要有效成分的消毒凝胶，乙醇含量 77%-83% (V/V)。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。适用于卫生手消毒和外科手消毒。 2、500ml/瓶	瓶
30	表面湿巾	1. 主要杀菌成分：复合双链季铵盐、乙醇含量为 2.2g/L-2.8g/L 2. 尺寸 20*20cm 3. 包装：60 片/包 4. 用医疗机构表面消毒	包
31	灭菌包装材料	1. 材质：透析纸克重 $\geq$ 70g 2. 带有 STEAM 和 EO 灭菌指示功能 3. 支持定制 4. 灭菌后保存有效期可达 180 天，提供检测报告。 5. 规格尺寸至少包含以下： 75mm*100m (S/E) 平面 100mm*100m (S/E) 平面 150mm*100m (S/E) 平面 200mm*100m (S/E) 平面 300mm*100m (S/E) 平面 150mm*100m (S/E) 立体 300mm*100m (S/E) 立体	卷

		350mm*100m (S/E) 立体	
32	封口测试纸 (STEAM)	1. 材质：表面覆膜纸 2. 可记录测试时间、参数、测试人员等相关信息 3. 100 片/盒 4. 提供测试记录册	盒
33	ATP 采样器	1. 匹配 HYgiena SYstem SUEr plus 型 ATP 检测仪使用 2. 25 支/包。	包
34	手术器械泡沫 保湿剂	1. 对手术器械具有长效保湿效果，可防止有机物干涸。中性液体。组成成分：：水 50~70%；保湿成分 15~40%；润湿成分 0.5~4%；缓蚀剂 5~10%；生物酶 0.5~4%。 2. 添加生物酶，泡沫易漂洗 3. 中心配方，对器械无腐蚀 4. 医用级材料，无毒 5. 500ml/瓶	瓶
35	75%酒精	1. 以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为 70.0%-80.0%，可杀灭脓性球菌、致病性酵母菌和皮肤上的自然菌。 2. 500ml/瓶。	瓶
36	95%酒精	1. 乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为 93.0%-97.0%，PH 值：7.0-9.0，无色透明液体。 2. 500ml/瓶。	瓶
37	压力蒸汽灭菌 生物指示剂	1. 用于 121℃下排气压力蒸汽、132℃预真空压力蒸汽和脉动真空压力蒸汽灭菌效果的生物监测。 2. 50 支/盒	支
38	高级软化盐	1. 成分：氯化钠 2. 作用：去除水中杂质和水垢 3. 10kg/袋	Kg
39	121 指示卡	1. 用于 121℃下排气式压力蒸汽灭菌器灭菌效果监测。 2. 200 片/盒	盒
40	喷瓶消毒液	1. 主要成分：乙醇 75%，PH 值 8.0±0.5 2. 外观：无色透明液体 3. 100ml/瓶	瓶

41	复核双链季铵盐消毒液	1. 主要成分：双癸基二甲基氯化铵和辛基癸甲基氯化铵 2. 外观：无色透明液体 3. 450ml/瓶	瓶
42	FD02 型脚踏出液器 FD02-II 型	脚踏壁挂式，用于手术室取液，适用于手消、洗手液等消毒用品	套
43	第六类化学指示卡	1. 模拟指示物是灭菌周期验证指示物，它应对特定灭菌周期的所有灭菌关键变量起反应。 2. 无铅指示卡；规格：200 片/盒 3. 属于第六类化学指示物，模拟指示物 4. 双面覆膜，防水设计，避免冷凝水的干扰； 5. 易撕线设计，适合不同大小的包裹； 6. 用于 134℃、4min 压力蒸汽灭菌效果监测。	盒
44	管腔 PCD	1. 灭菌过程中，对管腔以及结构复杂器械、物品的内部有准确同步模拟效果； 2. 无需打开包裹，即可了解整个锅次包裹的灭菌情况； 指示油墨为无铅油墨，能够长期保存，500 条/盒； 装置整体采用不锈钢，理论上可以无限次使用。 使用范围：适用于预真空压力蒸汽灭菌效果批量监测。	条
45	医疗器械除垢剂	1. 产品成分为有机酸、缓蚀剂、表面活性剂、水等； 2. 有效去除各类水垢，对不锈钢基本无腐蚀； 3. 使用比例 1:50 配制稀释液，规格：2.5L/桶； 4. PH 值小于 6.5，无泡，对金属无腐蚀性； 5. 用于去除清洗消毒器、高温高压灭菌器等设备内舱体表面的水垢、锈渍等无机污垢； 6. 有效期不低于 24 个月。	桶
46	医疗器械速干型润滑防锈剂	1. 产品为医用水溶性润滑剂，500ml/瓶； 2. 快速挥发干燥，无需使用干燥设备； 3. 卓越的润滑防锈性能，使器械更加光亮，使关节更加灵活； 4. 金属器械、物品的常规手工润滑、保养、防锈。也可用于检查打包时对器械进行补充润滑防锈； 5. 有效期不低于 24 个月； 6. 符合《WS 310.1—2016 医院消毒供应中心管理规范》对医用润滑剂的要求；	瓶

		7. 产品具有国家认可的第三方检测机构出具的盖有 CMA 章的毒理性检测报告。	
47	医疗器械喷雾型润滑防锈剂	1. 产品成分包含水溶性基础油，250ml/瓶； 2. 喷雾型设计，覆盖均匀，不影响任何灭菌因子的穿透； 3. 快速挥发干燥，无需使用干燥设备； 4. 润滑器械关节，有效延长器械使用寿命； 5. 用于检查打包时对医疗器械进行补充润滑防锈。也可用于医疗器械的常规手工润滑、保养和防锈； 6. 有效期不低于 36 个月； 7. 符合《WS 310.1—2016 医院消毒供应中心 管理规范》对医用润滑剂的要求。	瓶
48	外科洗手消毒液	1. 1300mg/L 苯扎氯铵为主的复方消毒剂 2. 无色，无味，无刺激性 3. 免洗手速干型 4. 500ml/瓶	瓶
49	7510 型五类十分钟延时卡	1. 适用于下排气式压力蒸汽灭菌器和预真空压力蒸汽灭菌器灭菌质量的 1 化学监测。 2. 符合 GB18282.1 标准五类指示物的要求。 3. 无铅型指示油墨配方，保护医护和患者健康。 4. 紫色变绿色油墨配方，监测蒸汽质量。 5. 设定值：121℃，30min；128℃，8min；135℃，3min；适用于常规灭菌程序和 10 分钟灭菌程序的监测。 6. 指示卡覆膜，能防止冷凝水干扰变色，防止油墨脱落污染器械，利于化学油墨变色后的保存，不回色。 7. 300 片/包	片
50	S606 六类 PCD	1. 适用于 134℃ 压力蒸汽灭菌器的负荷放行和灭菌效果监测。 2. 符合标准 GB18282.1 对六类指示物的要求。 3. 符合 YY/T1402 对 PCD 的要求。 4. 无铅型指示油墨配方，保护医护和患者健康。 5. 紫色变绿色油墨配方，监测蒸汽质量，具有湿包预警功能。 6. 设定值：134℃，3.5min。 7. 指示卡覆膜，能防止冷凝水干扰变色，防止油	片

		墨脱落污染器械，利于化学油墨变色后的保存，不回色。 8. 100 片/盒	
51	医用除胶剂	1. 独特配方，有效去除各类残胶 2. 操作简单，除胶快速高效 3. 对处理物表面无腐蚀 4. 原料均为医用级别，无毒无刺激 5. 用于去除医用胶带、标签等在物体表面留下的残胶 6. 250ml/瓶	瓶